

# Sistema Ablazione RF

Less power,  
less time, less pain  
...bigger ablation




CE 1936



**Sistema Generatore  
ed aghi elettrodo  
ad uncini autoespandibili**

## SISTEMA ABLAZIONE RF


-  **Sistema "dual mode" per il controllo sia della temperatura che della potenza**
-  **Ampio display per la visualizzazione dei parametri selezionati**
-  **Controllo in tempo reale della temperatura**


-  **Minor potenza, minor dolore, migliori necrosi**




-  **Il più sottile ago elettrodo in commercio che consente di ottenere necrosi di 4 cm perfettamente sferiche**
-  **Un'ampia gamma di misure e modelli a scelta dell'utilizzatore**




 Set coassiale disponibile nelle lunghezze 15 cm e 20 cm per poter essere utilizzato con tutti gli aghi Extrathin

 **I design ergonomico ed anti-reflusso del manipolo semplifica l'utilizzo dell'ago e lo rende posizionabile con una sola mano**

 L'elevata ecogenicità accentua la visibilità sotto ultrasuoni

 **La punta a becco di flauto agevola l'introduzione dell'ago**

 Disponibile anche con manipolo munito di port laterale per l'infusione di liquidi



# MODELLI E MISURE DISPONIBILI

## AGHI EXTRATHIN

CODICE	CALIBRO CANNULA	LUNGHEZZA CANNULA	Ø UNCINI APERTI	NUMERO DI UNCINI
708172	17 G	15 cm	2 cm	8
708173	17 G	15 cm	3 cm	8
7081735	17 G	15 cm	3,5 cm	8
708174	17 G	15 cm	4 cm	8
708372	17 G	20 cm	2 cm	8
708373	17 G	20 cm	3 cm	8
7083735	17 G	20 cm	3,5 cm	8
708374	17 G	20 cm	4 cm	8

## AGHI EXTRATHIN CON SET INTRODUZIONE COASSIALE

CODICE	CALIBRO CANNULA	LUNGHEZZA CANNULA	Ø UNCINI APERTI	NUMERO DI UNCINI
708172C	15 G	15 cm / 12,5 cm	2 cm	8
708173C	15 G	15 cm / 12,5 cm	3 cm	8
7081735C	15 G	15 cm / 12,5 cm	3,5 cm	8
708174C	15 G	15 cm / 12,5 cm	4 cm	8
708372C	15 G	20 cm / 17,5 cm	2 cm	8
708373C	15 G	20 cm / 17,5 cm	3 cm	8
7083735C	15 G	20 cm / 17,5 cm	3,5 cm	8
708374C	15 G	20 cm / 17,5 cm	4 cm	8

## AGHI FUSION 9 CON PORT LATERALE:

CODICE	CALIBRO CANNULA	LUNGHEZZA CANNULA	Ø UNCINI APERTI	NUMERO DI UNCINI
709162	16 G	15 cm	2 cm	9
709163	16 G	15 cm	3 cm	9
7091635	16 G	15 cm	3,5 cm	9
709164	16 G	15 cm	4 cm	9
7091645	16 G	15 cm	4,5 cm	9
709362	16 G	20 cm	2 cm	9
709363	16 G	20 cm	3 cm	9
7093635	16 G	20 cm	3,5 cm	9
709364	16 G	20 cm	4 cm	9
7093645	16 G	20 cm	4,5 cm	9

## AGHI FUSION 8 PLUS CON PORT LATERALE E TERMOCOPPIA:

CODICE	CALIBRO CANNULA	LUNGHEZZA CANNULA	Ø UNCINI APERTI	NUMERO DI UNCINI
708162	16 G	15 cm	2 cm	8+1 Termocoppia
708163	16 G	15 cm	3 cm	8+1 Termocoppia
7081635	16 G	15 cm	3,5 cm	8+1 Termocoppia
708164	16 G	15 cm	4 cm	8+1 Termocoppia
701645	16 G	15 cm	4,5 cm	8+1 Termocoppia
708362	16 G	20 cm	2 cm	8+1 Termocoppia
708363	16 G	20 cm	3 cm	8+1 Termocoppia
7083635	16 G	20 cm	3,5 cm	8+1 Termocoppia
708364	16 G	20 cm	4 cm	8+1 Termocoppia
7083645	16 G	20 cm	4,5 cm	8+1 Termocoppia

## AGHI A PUNTA SINGOLA

CODICE	CALIBRO CANNULA	LUNG. CANNULA	LUNG. PUNTA ESPOSTA
7013705	17 G	20 cm	0,5 cm
701371	17 G	20 cm	1 cm

## SET INTRODUZIONE COASSIALE

CODICE	DESCRIZIONE
758152	SET INTRODUZIONE COASSIALE 12,5 CM
758157	SET INTRODUZIONE COASSIALE 17,5 CM

## GENERATORE RF

CODICE	DESCRIZIONE
MSI S-1500	GENERATORE RF 150W, DUAL MODE

